

combiHaler<sup>®</sup>-solo




*Chambre d'inhalation pour circuit  
de ventilation mécanique*

# combiHaler<sup>®</sup>-solo

**Combi-Haler solo<sup>®</sup> est une chambre d'inhalation pour circuit de ventilation mécanique invasive ou non invasive.**

Elle permet l'**administration de médicaments par aérosol doseur** sans déconnexion du circuit et est destinée aux situations où l'**utilisation d'un nébuliseur n'est pas nécessaire.**

Destinée aux patients souffrant de Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO), d'asthme ou d'insuffisance respiratoire chronique, elle peut être **utilisée en milieu hospitalier ou en hospitalisation à domicile.**



## Performances

**Déposition pulmonaire x 2** avec un aérosol doseur (*en comparaison avec un système traditionnel*).



## Simplicité

**Utilisation du montage plusieurs heures.**

Grâce à son **bouchon étanche**, Combi-Haler solo<sup>®</sup> peut être **laissée sur le circuit.**



## Sécurité

**Transparence** : Le **matériau transparent** de Combi-Haler solo<sup>®</sup> permet de **surveiller le circuit.**

**Combi-Haler solo<sup>®</sup> ne modifie pas les paramètres ventilatoires.**

**Patient unique** : L'usage unique de Combi-Haler solo<sup>®</sup> permet d'éviter le risque de contaminations.




## Praticité

**Combi-Haler solo<sup>®</sup> a été conçue avec un matériau léger pour ne pas peser sur le circuit de ventilation.**

## Qualité de production française



- ISO 13485 : certification de l'ensemble des processus de fabrication et conditionnement
- 100% produits français

# combiHaler<sup>®</sup>-solo



## Utilisation avec un aérosol doseur

(en comparaison avec une pièce en T)



Combi-Haler solo<sup>®</sup> double la  
déposition pulmonaire de  
l'aérosol.

Combi-Haler solo<sup>®</sup> limite les dépôts par impaction et/ou  
par sédimentation des substances dans le circuit.

### Protec'Som SAS

Espace d'Armanville  
24 rue du Train Renard - BP 46  
50700 Valognes - France  
Tél. : +33 (0) 233 887 094  
Fax. : +33 (0) 233 887 095



### Protec'Som Belgique

c/o CFCIB, avenue des Arts, 8  
1210 Bruxelles - Belgique  
Tél. : +32 (0) 78 050 017

### Protec'Som North America Inc.

1416 Jean-Berchmans-Michaud St.  
Drummondville, Québec, Canada J2C 7V3  
Tél. : +1 819 850-2202  
Fax. : +1 819 477-5512



**@ProtecSom**

<https://twitter.com/ProtecSom>



**@LaboProtecSom**

<https://facebook.com/LaboProtecSom>



[www.laboprotecsom.com](http://www.laboprotecsom.com)

