

combiHaler®




*Chambre d'inhalation pour circuit
de ventilation mécanique*

combiHaler®

Combi-Haler® est une chambre d'inhalation pour circuit de ventilation mécanique invasive ou non invasive.

Elle permet l'**administration simultanée** de médicaments par **aérosol doseur** et par **nébuliseur à tamis** sans déconnexion du circuit.

Destinée aux patients souffrant de Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO), d'asthme ou d'insuffisance respiratoire chronique, elle peut être **utilisée en milieu hospitalier ou en hospitalisation à domicile.**



Performances

Déposition pulmonaire x 2 avec un aérosol doseur et un nébuliseur à tamis (*en comparaison avec un système traditionnel*).



Simplicité

Utilisation du montage plusieurs heures.

Grâce à ses **bouchons étanches**, Combi-Haler® peut être **laissée sur le circuit.**



Sécurité

Transparence : Le matériau transparent de Combi-Haler® permet de surveiller le circuit.

L'utilisation de **Combi-Haler® ne modifie pas les paramètres ventilatoires.**

Patient unique : L'usage unique de Combi-Haler® permet d'éviter le risque de contaminations.



Praticité

Combi-Haler® a été conçue avec un **matériau léger pour ne pas peser** sur le circuit de ventilation.

Grâce à son adaptateur spécial, Combi-Haler® **peut être utilisée** avec l'**inhalateur Respimat®.**



Qualité de production française

- ISO 13485 : certification de l'ensemble des processus de fabrication et conditionnement
- 100% produits français

combiHaler®

Utilisation avec nébuliseur à tamis



(en comparaison avec Aerogen® T-adapter)



Utilisée avec un nébuliseur à tamis, Combi-Haler® **double la masse d'Amikacine délivrée.**

Utilisation avec un aérosol-doseur

(en comparaison avec une pièce en T)



Utilisée avec un aérosol doseur, Combi-Haler® **double la déposition pulmonaire.**

Combi-Haler® limite les dépôts par impaction et/ou par sédimentation des substances dans le circuit.

Protec'Som SAS

Espace d'Armanville
24 rue du Train Renard - BP 46
50700 Valognes - France
Tél. : +33 (0) 233 887 094
Fax. : +33 (0) 233 887 095



Protec'Som Belgique

c/o CFCIB, avenue des Arts, 8
1210 Bruxelles - Belgique
Tél. : +32 (0) 78 050 017

Protec'Som North America Inc.

1416 Jean-Berchmans-Michaud St.
Drummondville, Québec, Canada J2C 7V3
Tél. : +1 819 850-2202
Fax. : +1 819 477-5512



@ProtecSom
<https://twitter.com/ProtecSom>



@LaboProtecSom
<https://facebook.com/LaboProtecSom>



www.laboprotecsom.com

